



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Yüksek performanslı Mikroplaka okuyucu
(BMG Labtech CLARIOstar)

Doküman Kodu	KYT-TLM-017
Yürürlük Tarihi	2022
Revizyon Tarihi/No	
Baskı No	01

1. AMAÇ

Yozgat Bozok Üniversitesi BİLTEM’de kullanılan Yüksek performanslı Mikroplaka okuyucu, cihaz sorumlusu/sorumluları tarafından analize hazırlanması ve kullanımının sağlanması.

2. KAPSAM

Yozgat Bozok Üniversitesi BİLTEM’de kullanılan Yüksek performanslı Mikroplaka okuyucu Ünitesinin analize hazırlık ve temel kullanım bilgileri.

3. SORUMLULAR

Yozgat Bozok Üniversitesi BİLTEM yönetimi tarafından ilgili cihazı analize hazırlamak, cihaza gelen numuneleri analiz etmek ve cihazı bir sonraki analize hazır halde bırakmak için görevlendirilmiş personel/personeller.

4. UYGULAMA

- 4.1. Cihazı kullanabilmek için bilgisayarı açıp ilgili yazılı programlarını açmak gerekir.
- 4.2. Cihazda bulunan açma-kapama tuşuyla cihaz çalıştırılır.
- 4.3. Cihazın yazılımdaki kodla eşlenmesi için beklenir.
- 4.4. Cihaz eşleşmesinden sonra numune girişleri veriler ve miktarlar yazılımda kayıt edilir.
- 4.5. Kit prosedürü uygun veya çalışma spesifisine göre uygun nm ölçümleri yapılarak analiz tamamlanır.

4.6. Analiz sonrası sonuçlar kaydedilip yazılım programları kapatılıp cihaz açma -kapa tuşundan kapatılır.

Hazırlayan Öğr. Gör. Dr. Caner İLDEŞ Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan 20/09/2023 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERBAKAN Müdür V.	Sayfa No 1/1